



Manual del usuario

Máscara iRelief de temperatura ocular USB

Modelo: VEM-100



Intención de uso:

La máscara para los ojos iRelief® se usa para aliviar la fatiga ocular al brindar confort con calor a los ojos.

Pasos para su uso:

1. Conecte la máscara ocular iRelief® a la corriente eléctrica con el cable USB provisto, que incluye el control de temperatura.
2. Mantenga presionado el interruptor para encender el dispositivo. Presione el botón para elegir la temperatura indicada entre las diferentes opciones. El indicador de temperatura es el siguiente:



3. Después de 30 minutos de calentamiento, la máscara para ojos iRelief® se apagará automáticamente. O bien, el usuario puede mantener presionado el botón unos segundos para apagar el calentador en cualquier momento.

Limpieza: Limpie la máscara para los ojos iRelief® con un paño suave y alcohol medicinal.

Precaución:

1. Si el usuario tiene una enfermedad o lesión ocular, consulte al doctor antes de usar.
2. Si el usuario no se siente cómodo después de usarlo, deje de usarlo y consulte a un médico.
3. Debido a las diferencias individuales de sensibilidad de la piel, cuando sienta que la temperatura es alta, reduzca el uso del tiempo o la suspensión de uso para evitar quemaduras a baja temperatura.
4. Hay un circuito dentro de la máscara para ojos iRelief®. Por favor no lo desarme.
5. Desconecte la alimentación, si la máscara para ojos iRelief® estará inactiva durante mucho tiempo.
6. Almacénelo en un lugar seco y fresco, evitando los daños causados por la humedad y la exposición.
7. Se sugiere el uso de la máscara para ojos iRelief® solo para personas mayores de 18 años.

8. La máscara para ojos iRelief® no es un juguete. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga esta máscara lejos de bebés y niños.



Shanghai VisuScience Meditech Co., Ltd.

Dirección: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Tel/Fax: +86 21 349 736 59 Email: info@visuscience.com

Sitio web: www.visuscience.com